

Elementos de prueba

Item	Volumen de muestra	Rango de medición	Referencia clínica
PT	20 µL	7-90 S	10-14S
INR	20 µL	0.5-9	0.7-1.3
APTT	20 µL	18-120 S	2 2-38 S
TT	20 µL	10-90 S	14 -20 S
FIB	20 µL	1.5-6 g/L	2-4 g/L
ACT	20 µL	50~500 S	80 -140 S



Analizador óptico de coagulación
OCG-102

Analizador de coagulación en el
punto de atención

Analizador óptico de coagulación OCG-102



El primer analizador de coagulación POCT que puede probar PT/INR, APTT, TT, FIB y ACT

Portátil	Tamaño pequeño (peso solo 850g)
Conveniente	Operación de un paso, no se requiere ningún accesorio.
Rápido	Obtenga resultados en 3 minutos.
Preciso	CV $\leq 5\%$



TIRAS REACTIVAS DESECHABLES

- Tiras reactivas.
- Almacenamiento a temperatura ambiente
- Larga vida útil: 18 meses


PROCEDIMIENTO DE PRUEBA SIMPLE



Insertar



Goteo



Lectura

- **Elemento de prueba:** PT/INR, APTT, TT, FIB y ACT
- **Tipo de muestra:** Sangre entera venosa citrada, sangre total capilar
- **Volumen de muestra:** 20 μ L



PT / INR se puede realizar con sangre total capilar fresca de la yema del dedo



Una gota de sangre para monitorear la terapia de anticoagulación oral (warfarina)

- » Prueba de detección para evaluar la función del sistema de coagulación exógena y endógena
- » Monitorización del tratamiento anticoagulante
- » Monitorización de la terapia trombolítica
- » Monitoreo del paciente con cierta enfermedad, como hepatopatía, infección, lesión por quemaduras



Urgencias



UCI



Quirófano



Ambulancia



Clínica.

