



- Más allá de sus expectativas
- Único en el mundo
- Fiable y Eficiente



CA1200
Analizador de Coagulación
Completamente Automático

CA1200

Analizador de Coagulación Completamente Automático



Especificaciones:

Principio: Óptica y mecánico

Rendimiento:

PT \geq 200 pruebas por hora

PT+APTT \geq 100 pruebas por hora

D-Dimer \geq 45 pruebas por hora

PT+APTT+TT+FIB \geq 100 pruebas por hora

PT+APTT+TT+FIB+D-Dimer \geq 100 pruebas por hora

Carga máxima de muestras: 40 tubos de muestras

Reactivo a bordo: 23 posiciones de reactivos

STAT: Apoyar a STAT en cualquier posición de las muestras

Carga de reacción: 80 tubos de reacción a bordo; acceso continuo automático

Limpieza & lavado: Solución de lavado a bordo

Estación de trabajo: PC incorporado

Pantalla: Pantalla Táctil TFT de 10.4 pulgadas

Almacenamiento: Hasta 100,000 registros

Características:

- Óptica y mecánico están integrados para obtener resultados de alta calidad
- Paquete individual para una prueba económica y eficiente
- La pantalla táctil ajustable y la iluminación interior hacen que su operación sea la más cómoda posible
- Diseño inteligente para optimizar el flujo de trabajo



📍 Décimo piso, Edificio B, Parque de alta tecnología, Guangqiao Road, Tianliao Community, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen 518107, P. R. China

☎ +86-755-26008015-8123

✉ Intl@dymind.com

🌐 www.dymind.com



Declaración: Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y la apariencia del producto en cualquier momento. Shenzhen Dymind Biotechnology Co., Ltd se reserva el derecho a la interpretación y decisión de la información de este prospecto.

P/N: SP-CA1200[1.0]